

Bielles de Herbst



Les bielles constituent un traitement orthopédique. Elles favorisent un développement harmonieux des arcades dentaires dans les 3 sens de l'espace (transversal, vertical et antéro-postérieur).

Le port de l'appareil :

Au départ, les bielles sont portées la nuit et à la maison (hors école), le temps de s'habituer à parler avec l'appareil. Puis au bout d'une semaine au maximum, les bielles sont portées tout le temps, sauf pendant les repas, les sports de contact et la piscine.

L'entretien de l'appareil :

Après chaque repas, se brosser les dents sans l'appareil et nettoyer l'appareil avec une brosse à dent et du dentifrice avant de le remettre en bouche. Une fois par semaine, faire tremper l'appareil dans un verre de vinaigre blanc dilué à 50% le temps d'un repas. Bien rincer l'appareil avant de le remettre.

L'activation des vérins :

L'activation est à réaliser avec la clé fournie avec l'appareil, 1 fois par semaine (le dimanche). Il pourra être demandé d'activer le vérin supérieur seulement, le vérin inférieur seulement ou les deux vérins. Toujours visualiser la « flèche » qui indique le sens d'activation du vérin.



Partie supérieure



Partie inférieure



Bielles de face et de profil

Bielles de Herbst



Exemple d'activation du vérin supérieur



Position de la clé
avant l'activation
dans le trou au
pied de la flèche.



Position de la clé
après l'activation
dans le trou en
haut de la flèche.

Exemple d'activation du vérin inférieur



Position de la clé
avant l'activation
dans le trou au
pied de la flèche.



Position de la clé
après l'activation
dans le trou en
haut de la flèche.